

CND Y180918
RDM 470769
ISO

B101

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole da transito sedile basculante
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassistito
ruote posteriori in plastica piene 300 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 95 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 578108
ISO

B106

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole da transito sedile-schienale basculante
versione come B101 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm



		standard	larghezza	B101	B106
L37	12.24.06.121	seduta 37	55	16,8	19,8
L40	-	seduta 40	58	16,9	20,0
L43	-	seduta 43	61	17	21,0
L46	-	seduta 46	64	17,1	21,1
		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	67	17,2	21,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	70	17,3	21,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	73	17,7	21,7

a scelta

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta

SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile

aggiuntivi

310 18.09.18.220 poggiamambe elevabile estraibile girevole



VCOL

colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo

