

CND Y180918
RDM 470764
ISO

B103

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole autospinta sedile basculante
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassistito
ruote posteriori in alluminio piene 550 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ruotine appoggio e pedolino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 578109
ISO



18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole autospinta sedile-schienale basculante
versione come B103 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm



			B103 B105	
		standard	larghezza	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	18,8 21,8
L40	-	seduta 40	61	18,9 21,9
L43	-	seduta 43	64	19 22,0
L46	-	seduta 46	67	19,1 21,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	19,2 22,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	19,3 22,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	19,7 22,7



a scelta

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta

SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile



aggiuntivi

310 18.09.18.220 poggiamambe elevabile estraibile girevole



VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo

