

CND Y122103  
RDM 54067  
ISO

**101N**

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm  
ruote posteriori in plastica piene 300 mm  
ruote anteriori piroettanti 175 mm  
schienale fisso H 37 totale 88 cm  
struttura in acciaio a doppia crociera  
struttura leggera  
braccioli desk ribaltabili H 21 cm  
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli  
seduta H ant 51 post 48 cm  
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero  
ingombro lunghezza 95 cm  
portata 150 kg



CND Y122103  
RDM 54129  
ISO

**106N**

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito reclinabile

versione come sopra con variazione:

12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm



		101		106		101		106	
		ingombro		ingombro		peso		peso	
L37	12.24.06.121	standard	seduta 37	50	50	14,8	14,8	14,8	14,8
L40	-	standard	seduta 40	53	53	14,9	14,9	14,9	14,9
L43	-	standard	seduta 43	56	56	15	15,0	15	15,0
L46	-	standard	seduta 46	59	59	15,1	15,1	15,1	15,1
		optional							
L49	12.24.06.124	optional	seduta 49	62	62	15,2	15,2	15,2	15,2
L52	12.24.06.124	optional	seduta 52	65	65	15,3	15,3	15,3	15,3
L55	12.24.06.124	optional	seduta 55	68	68	15,7	15,7	15,7	15,7
L60	12.24.06.124	optional	seduta 60	73	73	16,2	16,2	16,2	16,2
		aggiuntivi							
VPP	-	aggiuntivi	seduta variazione profondità 40-45-47,5						
		aggiuntivi							
310	12.24.03.109	aggiuntivi	poggiagambe elevabile estraibile girevole						
338	-	aggiuntivi	rotina antiribaltamento Dx o Sx girevole						

**340NT**

freni accompagnatore

freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

**VCRO**

- aggiuntivo telaio in acciaio cromato

**VCOL**

colore di serie blu a richiesta rosso-nero

