

CND Y122106
RDM 52188
ISO

103NL 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta leggera

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori lega leggera pneus skin 600 mm
ruote anteriori piroettanti 180 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
12.24.03.118 struttura in lega leggera a doppia crociera
12.24.03.121 struttura leggera
12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradi
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 103 cm
portata 150 kg

**103NL PLUS**

carrozzina pieghevole autospinta leggera assetto regolabile

versione come 103NL con optional :
seduta H ant 50-52-49-47-46 post 47-50-45-42 cm
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

		standard	ingombro	peso	PLUS
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	13,7	15,2
L40	-	seduta 40	56	13,8	15,3
L43	-	seduta 43	59	13,9	15,4
L46	-	seduta 46	62	14	15,5
optional					
L49	12.24.06.124	seduta 49	65	14,2	15,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	68	14,3	15,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	14,7	16,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	15	16,5
aggiuntivi					
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

		aggiuntivi
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
481NL	-	ruote alluminio 550 mm anziché 600
482NL	-	ruote alluminio 500 mm anziché 600
335T	-	dischi copriraggi trasparenti
335C	-	dischi copriraggi con disegni colorati
452	-	coperture PU piene antiforo anziché pneus
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
422Pro	-	ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus

344 - schienale altezza regolabile 32-45 cm

monoguida

359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Kid

freni accompagnatore

340NL - freni accompagnatore a tamburo per ruota autospinta alluminio NL-Prolife-Kid

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2			
D2 diametro ruote posteriori	600	42,5	45,0	47,5	50,0
D1 diametro ruote anteriori	550	40,0	42,5	45,0	47,5
	500	37,5	41,0	42,5	45,0

profondità seduta S **S** 42,5 40,0 45,0

passo ruote B **B** 44,0 41,5 46,5
42,0 39,5 44,5
49,5 47,0 54,5

D1	H1					
150	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0	
125	45	46,5	48	49,5	51	
100	42,5	44	46,5	48	49,5	
175	-	-	50	51,5	53	
200	-	-	51,5	53	54,5	



VCOL colore di serie nero a richiesta blu -rosso-grigio

