

**103NP
KID**

12.21.06.036 carrozzina pediatrica pieghevole autospinta leggera
 seduta di serie L 31-34 prof 35 cm
 ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 150 mm
 schienale fisso H 37 totale 88 cm
 12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
 12.24.03.121 struttura leggera
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
 pedalini saltagradini
 seduta H ant 51 post 48 cm
 VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM
 ingombro lunghezza 100 cm
 portata 125 kg



		standard	ingombro	peso
L31	12.24.06.121	seduta 31	39	15,8
L34	12.24.06.121	seduta 34	44	16

**aggiuntivi**

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332	12.24.21.109	ruote autospinta regolabili altezza e passo
333	12.24.21.112	ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm
485	-	ruote anteriori diametro alternativo a serie
422NP	-	ruote country 600 mm pneus per NP
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus

**monoguida**

359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP
-------	--------------	--

freni accompagnatore

340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
-------	---	--

**aggiuntivi principali**

385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

serie completa al kit prodotto**a scelta**

VTT	VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI	VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero



VCOL tappezzeria colore di serie azzurro
 colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige

