

CND Y122103
RDM 324606
ISO

101
AVIO

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito passaggi ridotti

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori piene 300 mm sotto il sedile
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in acciaio leggera a doppia crociera
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 95 cm
portata 125 kg

12.24.03.118
19.24.03.194



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	37	14,8
L40	-	seduta 40	40	14,9
L43	-	seduta 43	43	15
L46	-	seduta 46	46	15,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	49	15,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	52	15,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	55	15,7
L60	12.24.06.124	seduta 60	60	16,2

aggiuntivi

310 12.24.03.109 poggiatesta elevabile estraibile girevole



340NT - freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento sgancio rapido



369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale



VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL - colore di serie blu a richiesta rosso-nero

