

CND Y122106

RDM 47529  
ISO**103NP** 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm  
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni  
ruote anteriori piroettanti 175 mm  
schienale fisso H 37 totale 88 cm  
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera  
12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm  
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli  
pedalini saltagradini  
seduta H ant 51 post 48 cm  
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero  
ingombro lunghezza 107 cm  
portata 150 kg

**103NP PLUS**

carrozzina pieghevole autospinta assetto regolabile

versione come 103NP con aggiuntivi:  
seduta H ant 46-49-51 post 41-44-46-49 cm  
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio  
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo  
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

		standard	ingombro	peso	PLUS
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	16,9	18,4
L40	-	seduta 40	56	16,9	18,4
L43	-	seduta 43	59	17	18,5
L46	-	seduta 46	62	17,1	18,6

		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	65	17,2	18,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	68	17,3	18,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	17,7	19,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	18	19,5

		aggiuntivi			
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

		aggiuntivi			
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole			
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio			
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio			
332	12.24.21.109	ruote autospinta regolabili altezza e passo			
333	12.24.21.112	ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili			
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole			

445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene			
480NP	-	ruote metallo pneus anzichè plastica 600 mm			
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica			
481NP	-	ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm			
482NP	-	ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm			
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus			
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard			
422NP	-	ruote country pneus 600 mm per NP			
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus			

		monoguida			
359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o Sx per serie NP			

		freni accompagnatore			
340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm			

## assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2			
D2 diametro ruote posteriori	600	42,5	45,0	47,5	50,0
D1 diametro ruote anteriori	550	40,0	42,5	45,0	47,5
	500	37,5	41,0	42,5	45,0

profondità seduta S **S** 42,5 40,0 45,0  
passo ruote B

	B				
	44,0	41,5	46,5		
	42,0	39,5	44,5		
	49,5	47,0	54,5		

	D1	H1				
	150	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0
	125	45	46,5	48	49,5	51
	100	42,5	44	46,5	48	49,5
	175	-	-	50	51,5	53
	200	-	-	51,5	53	54,5



VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato  
VCOL - colore di serie blu a richiesta rosso-nero