

CND Y122106  
RDM 52165  
ISO

**105NP**

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta reclinabile  
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm  
ruote posteriori in plastica piene 600 mm  
ruote anteriori piroettanti 175 mm  
12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento  
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm  
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera  
12.24.06.172 braccioli desk estraibili H 21 cm  
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli  
pedalini saltagradi  
seduta H ant 51 post 48 cm  
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero  
ingombro lunghezza 111 cm  
portata 150 kg

**317P**

- servoassistenza su schienale reclinabile



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	17,8
L40	-	seduta 40	61	17,9
L43	-	seduta 43	64	18
L46	-	seduta 46	67	18,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	18,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	18,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	18,4
L60	12.24.06.124	seduta 60	80	18,7
		aggiuntivi		
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5		

		aggiuntivi
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio
338	-	rotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus
422NP	-	ruote country pneus 600 mm anzichè plastica

		monoguida
359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

		freni accompagnatore
340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

VCRO	-	aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL	-	colore di serie blu a richiesta rosso-nero

