

CND Y122106
RDM 54225
ISO

PROLIFE

Prolife 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera fianchetti sport

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
fianchetti para-abiti sport
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
ruote posteriori pneus skin sport 600 mm
ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 35 totale 85 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
H ant 50-51-48-47-45 post 46-48-43-41 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
struttura in lega leggera a doppia crociera
ingombro lunghezza 103 cm
portata 125 kg



Prolife CL 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera comfort

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
versione come Prolife inclusi optional :
fianchetto desk con bracciolo poliuretano morbido
ruotine appoggio con perno estrazione rapida
pedalino saltagrado DX ed antiribaltamento Sx



		standard	ingombro	peso	CL
L34	12.24.06.121	seduta 34	50	12,2	12,6
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	12,3	12,7
L40	-	seduta 40	56	12,4	12,8
L43	-	seduta 43	59	12,5	12,9
L46	-	seduta 46	60	12,6	13

		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	63	12,8	13,2

VPP		aggiuntivi			
		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

VTT		a scelta			
		VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero			
VTI		VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero			

		aggiuntivi			
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole			
346B	-	braccioli desk aggiuntivi su para abiti sport			
346F	-	braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti			
397	12.24.06.160	braccioli regolabili in altezza 23-30 cm			

481Pro	-	ruote alluminio Prolife pneus 550 mm anzichè 600			
482Pro	-	ruote alluminio Prolife pneus 500 mm anzichè 600			
335T	-	dischi copriraggi trasparenti			
335C	-	dischi copriraggi con disegni colorati			
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus			
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard			
422Pro	-	ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife			
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus			
338P	-	ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx			
339	-	pedalino saltagrado e piantone Dx o Sx			

		monoguida			
359NL	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife			

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2	D1	H1
D2 diametro ruote posteriori	600	41,0 43,5 46,0 48,5	150	45,5 47,0 48,5 50,0 51,5
D1 diametro ruote anteriori	550	38,5 41,0 43,5 46,0	125	44,5 46,0 47,5 49,0 50,5
	500	36,0 39,5 41 43,5	100	42,0 43,5 46,0 47,5 49,0
profondità seduta S	S	42,5 40,0 45,0	175	- - 49,5 51,0 52,5
passo ruote B	B	44,0 41,5 46,5	200	- - 51,0 52,5 54,0
		42,0 39,5 44,5		
		49,5 47,0 54,5		

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo

