

CND Y120609
RDM 57848
ISO

**73PRM
MAXI**

12.06.09.003 deambulatore 4 ruote piroettanti portata 250 Kg

larghezza di serie L 50-55-60-65-70 cm
rinforzi telaio

ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
telaio smontabile predisposto per kit appoggi

12.06.09.130

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
lunghezza di serie 45-55-62-72-82 cm
portata 250 kg



		a scelta standard	ingombro	a scelta lunghezza
L50	12.24.06.124	larghezza 50	50	45-55-62-72-82
L55	12.24.06.124	larghezza 55	55	45-55-62-72-82
L60	12.24.06.124	larghezza 60	60	45-55-62-72-82
L65	12.24.06.124	larghezza 65	65	45-55-62-72-82
L70	12.24.06.124	larghezza 70	70	45-55-62-72-82

		aggiuntivi variazione altezza
VDH-10	-	altezza telaio 68-85 cm
VDH+10	-	altezza telaio 88-105 cm

KIT aggiuntivi

373M 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm rinforzato per deambulatore

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

372KM 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni rinforzati H 112-145 cm e manubrio

377KM 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni rinforzati regolabili H 98-131 cm

378KM 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni rinforzati H 104-137 cm

379KM 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni rinforzati H 109-142 cm

376M 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva rinforzata per sostegno pelvico


370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio



VFI 12.06.09.009 freni a leva

