

CND Z129008  
RDM 523807  
ISO

**P801  
P3**

poltrona medica su ruote braccioli H+3D  
4 ruote piroettanti 125 mm posteriori con freno  
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D  
schienale reclinabile servoassistito 0-80° H 85 tot 125 cm  
poggiagambe servoassistito sincronizzato schienale  
seduta larghezza 55 prof 45 ingombro 70 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90-175 cm  
peso 34 kg  
portata 180 kg



**P801  
PH**

poltrona prelievi terapia su ruote braccioli reg H

**P801  
NS P3**

poltrona medica su ruote braccioli H+3D movimenti indipendenti  
versione come P801P3 con variazione;  
schienale e poggiagambe indipendenti

**P801  
NS PH**

poltrona medica su ruote braccioli reg H movimenti indipendenti

CND Z129008  
RDM 523787

**P800  
P3**

poltrona medica su piedi braccioli H+3D  
versione come P801P3 con variazione;  
base su piedi di appoggio

**P800  
PH**

poltrona medica su piedi braccioli reg H

**P800  
NS P3**

poltrona medica braccioli H+3D su piedi movimenti indipendenti  
versione come P800P3 con variazione;  
schienale e poggiagambe indipendenti

**P800  
NS PH**

poltrona medica braccioli reg H su piedi movimenti indipendenti

aggiuntivi

VP-IND

poggiagambe diviso regolabile servoassistito

385RP

pedana poggiapiedi retrattile

aggiuntivi

358V

poggiatesta regolabile fissaggio velcro

319S

portarotoli in acciaio cromato su schienale

319C

cestello porta indumenti su schienale

319T

braccio laterale con tavolino

353PDT

tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx

IMB

imbottitura completa tavolino similpelle nero

IMBR

imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero

369TR

tasca porta documenti su schienale

SCRD

targa schienale scritta e logo digitale

81CCR

alloggiamento fisso per asta portaflebo

81MCR

morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo

81AR

asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci

303-S

cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303-XL

cestello ossigeno diam 160 mm

303-G

gancio attacco bombola ossigeno

325

gancio supporto sacca di drenaggio

tappezzeria colore di serie verde

colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige

