

CND Z129008  
RDM 523807  
ISO

P801

- poltrona relax su ruote

4 ruote piroettanti 125 mm posteriori con freno  
schienale reclinabile servoassistito 0-80° H 85 tot 125 cm  
poggiagambe sincronizzato con schienale  
braccioli tubolari PU morbido ribaltabili H 25 cm  
seduta larghezza 55 prof 45 ingombro 70 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM  
ingombro lunghezza 90-175 cm  
peso 34 kg  
portata 180 kg



P801

- poltrona relax su ruote fiancate imbottite

IM

P801

NS

- poltrona relax su ruote movimenti indipendenti

versione come P801 con variazione;  
schienale e poggiagambe indipendenti

P801

NS IM

- poltrona relax su ruote movimenti indipendenti fiancate imbottite

CND Z129008  
RDM 523787  
ISO

P800

- poltrona relax su piedi

versione come P801 con variazione;  
4 piedi di appoggio  
peso 32 kg

P800

IM

- poltrona relax su piedi fiancate imbottite

P800

NS

- poltrona relax su piedi movimenti indipendenti

versione come P801 con variazione;  
base su piedi di appoggio  
schienale e poggiagambe indipendenti

P800

NS IM

- poltrona relax su piedi movimenti indipendenti fiancate imbottite

**aggiuntivi**

VP-SP

senza poggiagambe

385RP

pedana poggiapiedi retrattile

358V

poggiatesta regolabile fissaggio velcro

319S

portarotoli in acciaio cromato su schienale

319C

cestello porta indumenti su schienale

319T

braccio laterale con tavolino

353PDT

tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx

IMB

imbottitura completa tavolino similpelle nero

IMBR

imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero

369TR

tasca porta documenti su schienale

SCRD

targa schienale scritta e logo digitale

81CCR

alloggiamento fisso per asta portaflebo

81MCR

morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo

81AR

asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci

303S

cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL

cestello ossigeno diam 160 mm

303G

gancio attacco bombola ossigeno

325

gancio supporto sacca di drenaggio

tappezzeria colore di serie verde

colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige

