

CND Y091203  
RDM 509888  
ISO

**23A** 09.12.24.003 sgabello da comodo con WC



seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm  
base regolabile altezza seduta 43-46 cm  
braccioli fissi in acciaio H 14 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu  
ingombro lunghezza 45 cm  
portata 150 kg

**23A RPF** 09.12.24.106 versione come 23A su ruote 100 mm

CND Y091203  
RDM 55918  
ISO

**51W** - sedia da comodo con WC



seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 46 cm  
braccioli fissi in acciaio H 24 cm  
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu  
ingombro lunghezza 55 cm  
portata 150 kg

**51T** - versione come 51W senza WC

CND Y091203  
RDM 55918  
ISO

**51HW** - sedia da comodo con WC regolabile altezza



seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm  
base regolabile altezza seduta 45-55 cm  
braccioli fissi in acciaio H 24 cm  
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu  
ingombro lunghezza 55 cm  
portata 150 kg

**51HT** - versione come 51HW senza WC

CND Y091203  
RDM 509918  
ISO

**51BW** 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana estraibile



seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm  
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno  
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm  
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu  
ingombro lunghezza 55 cm  
portata 150 kg

**51BT** - versione come 51BW senza WC

CND Y091203  
RDM 79476  
ISO

**53W** 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana ribaltabile



seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm  
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno  
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm  
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm  
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu  
ingombro lunghezza 55 cm  
portata 150 kg

**53T** - versione come 53W senza WC



		tutte	23A	51H	51B	53
	standard	ingombro	peso			
L43	seduta 43	55	6,5	10	11,0	11,0
L46	seduta 46	58	6,9	10,4	11,4	11,4
	optional					
L40	12.24.06.121 seduta 40	52	6,2	9,6	10,6	10,6
L50	12.24.06.124 seduta 50	62	7,3	11,3	12,3	12,3
L55	12.24.06.125 seduta 55	67	7,7	12,2	13,2	13,2
L60	12.24.06.126 seduta 60	72	8,1	13,1	14,1	14,1