

BAR018 BARELLA BASKET



Questa barella basket serve per il recupero di pazienti in ambienti difficoltosi da raggiungere dove altri dispositivi non possono accedere. L'utilizzo tipico è nel soccorso in acqua, nel recupero su terreni accidentati, recuperi rapidi, e trasferimenti in cui è necessaria una protezione dagli urti laterali. Il dispositivo è un pezzo unico, non divisibile.

Caratteristiche specifiche

Il telaio perimetrale permette un'ottima rigidità e un buon punto di presa per la movimentazione
Dotati di anelli per fissare i ganci
Corda perimetrale per fissare accessori
Gli angoli arrotondati della parte inferiore della barella permettono una minore frizione durante il trascinamento su parti accidentate.
Materasso per aumentare il comfort
Compatibile con tutte le spinali Spencer

Accessori

Struttura galleggiante
Imbracature regolabile
Imbracature fisse
Cinghie di traino
Sacca di trasporto
Portaflebo per barella basket

Accessori standard

Poggiapiedi
Cinture di sicurezza due pezzi (3 cinture fornite)

Dati tecnici

Lunghezza	2170 ± 10 mm
Larghezza	620 ± 10 mm
Altezza	185 ± 10 mm
N° di maniglie	12
Materiale	PE, PP, Al, Steel
Peso <small>(senza gli accessori standard)</small>	13,5 ± 0,5 kg
Portata	278 kg

DM di classe I in accordo con REG.UE 745/2017

BASKET ARANCIO
CINTURE+POGGIAPIEDI
ST04020A



Classificazione CND	V0899
Numero di registrazione	171960