

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3008_ROLLATOR CON TAVOLINO

NOME PRODOTTO	ROLLATOR CON TAVOLINO
----------------------	-----------------------

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Deambulatore rollator pieghevole, smontabile in acciaio per uso interno, con tavolino incavo per il massimo confort dell'utilizzatore, regolabile in altezza.
Predisposto di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.
Tavolino regolabile in altezza e sopporti brachiali regolabili in profondità.
Come optional, il deambulatore può essere utilizzato con sedile imbottito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15601509

DESCRIZIONE

ROLLATOR CON TAVOLINO
BD/RDM: 1335362
CDN: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza interna: 47 cm
Larghezza totale: 68 cm
Profondità: 74 cm
Altezza: regolabile da 81 a 86 cm
Tavolino: regolabile da 108 a 150 cm

Peso 10 kg

Portata massima 130 KG

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio