



Carrozzina leggera e pieghevole STRONGBACK MOBILITY



Carrozzina leggera (pesa solo 12 kg, 7 kg senza le ruote), chiudibile, facile da manovrare, con alcuni aspetti innovativi che la rendono unica. Le linee del telaio sono curve e i tubi ovali, questo la rende innovativa come design e più moderna rispetto ai modelli tradizionali. La forma ergonomica dello schienale e il telino tensionabile con diversi gradi di regolazione consente una posizione della schiena ottimale. La seduta inclinata posteriormente di circa 12° consente un posizionamento migliore del bacino contrastando anche la naturale tendenza allo scivolamento ed alla retroversione.

I braccioli sono ridotti per facilitare l'avvicinamento al tavolo. Le pedane sono regolabili in altezza, apribili, estraibili e dotate di cinturino fermapiede/ferma talloni.

Le ruote posteriori sono estraibili e riducendo il peso e l'ingombro facilitano quindi il trasporto.

Le coperture sono antiforo e con una particolare mescola che attutiscono le asperità del terreno.

Lo schienale posteriore è abbattibile per facilitare il caricamento in auto. Disponibile in 3 misure di larghezza di seduta: 40 cm (ruote posteriori da 22"), 45 e 50 cm (ruote da 24").



Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:

12.21.06.033	Carrozzina pieghevole
12.24.03.121	Struttura leggera
12.24.21.106	Estrazione rapida con ruote
12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo
12.24.03.115	Cinturino fermapiedi
12.24.06.151	Cuscinetto per lordosi

*a discrezione del medico specialista

Codice articolo	↔ seduta	↗ seduta	↑ seduta	↔ aperta	↗ aperta	↑ aperta	↔ chiusa	🌀 posteriori	📦	📦 max
ALLM STRONG 40	40 cm	40 cm	45 cm	62 cm	101 cm	89 cm	30 cm	22"	11,6/6,7 kg	135 kg
ALLM STRONG 45	45 cm	45 cm	50 cm	69 cm	102 cm	95 cm	30 cm	24"	12,1/7,2 kg	135 kg
ALLM STRONG 50	50 cm	45 cm	50 cm	74 cm	102 cm	95 cm	30 cm	24"	12,2/7,8 kg	135 kg

Carrozzina da trasporto Light



La carrozzina da trasporto Light è ideale per i viaggi e il trasporto con poco ingombro. È richiudibile facilmente, questo permette il trasporto in auto, aereo e treno. Particolarmente robusta ma nel frattempo confortevole, può passare attraverso porte con una larghezza minima di 57 cm.

La carrozzina pesa solo 9,3 kg ed è provvista di comoda borsa per il trasporto.

Codice articolo	↔ seduta	↗ seduta	↑ seduta	↔ aperta	↗ aperta	↑ aperta	↔ chiusa	↗ chiusa	↑ chiusa	📦	📦 max
ALL CARLIGHT	45 cm	45 cm	48 cm	57 cm	84 cm	95 cm	29 cm	77 cm	29 cm	9,3 kg	115 kg