



Deambulatore SNELLINO



Deambulatore dalla grande semplicità di manovra, il design compatto ed innovativo ne consente l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. L'apertura e chiusura di SNELLINO è estremamente rapida, una volta piegato può essere riposto in poco spazio.

Il deambulatore è facilmente trasportabile perché molto leggero. La maniglia centrale è regolabile in altezza per adeguarsi alle esigenze dell'utente mentre il freno è comodamente azionabile con una mano. Dotato di un ampio cestino porta oggetti e di vassoio.



Codice articolo	Descrizione								
D SNELLINO	Deambulatore SNELLINO	54 cm	66 cm	83,5 - 94,5 cm	26 x 54 x 102 cm	5,5 kg	5 kg	5 kg	100 kg

Deambulatore ROAD

Deambulatore a quattro ruote per ambienti interni ed esterni, con sedile, vassoio porta oggetti trasparente, porta bastone e cestino. Dotato di freni con funzione di sicurezza e stazionamento. Le manopole di spinta e di attivazione dei freni sono regolabili in altezza. Le fascette adesive catarifrangenti rilevano la presenza in strada anche nelle ore serali. Il vassoio trasparente, da applicare sul sedile, è utile per appoggiare e trasportare oggetti. Il porta bastone orientabile permette di tenere una stampella o un bastone agganciati al telaio.



59 cm	40,5 cm	81,5 - 94 cm	60 cm	37,5 cm	22 cm	19 cm	3,5 cm	9,6 kg	120 kg

Codice articolo	Descrizione
D ROAD	Deambulatore ROAD

Deambulatore bariatrico ROBUSTO



max 100 kg

Deambulatore **leggero** e **compatto** realizzato in alluminio, offre maggiore comfort e mobilità all'utente. Le **impugnature ergonomiche** sono **regolabili in altezza**. Facilmente **richiudibile**, rimane in posizione verticale anche da chiuso. Le ruote interne al telaio sono adatte per **spazi ristretti**. I puntali da 20 mm sono realizzati in **gomma antiscivolo**. Il **sedile** è ideale per riposare quando necessario. Consente di trasportare oggetti grazie ad un **pratico cestino** sotto la seduta.

Codice articolo						
D GIRELLINO	50 cm	79 - 89 cm	68 cm	58 cm	3,8 kg	100 kg

Deambulatore bariatrico NEO XL



max 181 kg

Il deambulatore NEO XL con telaio in alluminio rinforzato assicura grande autonomia negli spostamenti in casa e all'esterno ad utenti fino a 181 kg. L'imbottitura dello schienale e del sedile garantisce il massimo comfort durante la seduta. Le maniglie di presa ed i freni sono regolabili in altezza. Il deambulatore è facilmente richiudibile e trasportabile. Dotato di pedale per il superamento dei gradini e di un ampio cestino portaoggetti.

Codice articolo							
D ROLLNEO	78 cm	83 - 98 cm	54 cm	55 cm	36 cm	8,8 kg	181 kg