


KERN MPN200K-1PM



Bilance pesapersona integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi EMR oppure EHR



Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]: 100 g

Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	100 g
Peso di calibrazione consigliato:	250 kg (M1)
Portata [Max]:	250 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	250 kg
Riproducibilit�:	100 g
Risoluzione:	2500
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display (grande): 2,500 cm

Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	2 kg
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	100 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilit� di taratura in fabbrica:	si

Funzioni

Funzione BMI:	si
Funzione Data Hold:	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	5 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	UK EURO US
Autonomia:	48 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	6x1.5 V AA
Tempo di carica:	8 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

KERN MPN200K-1PM



Bilance pesapersonne integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi EMR oppure EHR

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-129
Omologazione:	965-129
Regolazione in loco:	961-249

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia pesapersonne professionale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	1010 x 290 x 445 mm
Peso lordo:	17,800 kg
Peso netto:	10,800 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Altezza stativo:	94 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	210 x 54 x 100 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	365 x 360 x 80 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	365 x 570 x 1030 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo:	1,800 m
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	1,800 m
Materiale della piatto di pesata:	Acciaio verniciato
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	365 x 360 mm

Piktogramme

DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY

