

# KERN OBL 137

Il versatile strumento di laboratorio con ottica Infinity e illuminazione Köhler fissa e pre-centrata

# KERN®




## Piktogramme

### DI SERIE



**3 YEARS**  
WARRANTY

### SU RICHIESTA



## Alimentazione

Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	EURO
Tensione in entrata:	100 - 240 V

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	546 x 383 x 285 mm
Peso lordo:	8,100 kg
Peso netto:	6,188 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Angolo di inclinazione del tubo:	30°
Dimensioni (LxPxA):	394 x 185 x 377 mm
Distanza interpupillare:	Infinity
Distanza interpupillare (max):	75
Distanza interpupillare (min):	50
Rotazione a 360° del tubo:	si
Temperatura del colore:	6000 K
Tubo:	Trinocular