

Il massimo della potenza su percorsi impegnativi
Maximum power on challenging trails



Larghezza braccioli
variabile
Adjustable width
between armrests

750 LARGE



L 48 - 53
L 75



Appoggiatesta regolabile elettronicamente e cestino (optional)
Electrically adjustable legrests and basket (optional)



+ kg 54 BATTERY

750 TURBO
Sedia elettronica per uso esterno per percorsi impegnativi

Standard: Motori da 700 watt con batterie da 200 A senza manutenzione. Comando con chiave di sicurezza, clacson, selezionatore 5 velocità. Ammortizzatori. Schienale regolabile con ritorno automatico. Imbottiture super anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi. Freni elettromagnetici. Braccioli regolabili in altezza ed estraibili. Fanaleria regolamentare con indicatori di direzione. Cintura di sicurezza. Ruote antiribaltamento. Caricabatteria. Velocità max 10 km/h. Autonomia 6h - 40 km.

Optional: Schienale regolabile elettronicamente. Appoggiatesta regolabili in altezza (in versione manuale o elettronica). Appoggiatesta. Cestino schienale.

750 TURBO
Electronic chair for external use and difficult tracks

Standard: 700 watt motors with 200 A batteries without maintenance. Control box with security key, horn, 5 gears selector. Shock absorbers. Adjustable backrest with automatic return. Super anatomical padding. Fire-retardant padding and upholsteries. Electromagnetic brakes. Adjustable in height and removable armrests. Regulatory lights and indicators. Security belt. Anti-overturn small wheels. Battery charger. Max speed 10 km/h. Range: 6h - 40 km.

Optional: Electrically adjustable backrest. Adjustable in height legrests (in manual or electronic version). Headrest. Back basket.

Codice LEA 12.36.06.015

ISO Class 12.21.27.009+12.24.03.163

cm Ø 38	cm Ø 25	L 43 - 48	L 70	L 84 - 120	h 55	Standard	20%	150 kg	Portata