

Agile e robusta, per ogni esigenza
Agile and strong, for every need

Freni allo schienale (optional)
 Breaks on backrest (optional)

Impugnature distanziate e maggiorate
 per massimo comfort dell'operatore
 Long and oversized handles

Braccioli desk girevoli
 Swinging desk armrests

Massima
 robustezza:
 telaio
 pieghevole su
 4 cannocchiali
 rinforzati
 Maximum
 strength:
 folding frame
 on 4 reinforced
 telescopes

Facilmente conducibile
 anche in posizione chiusa
 Easily conductible
 even in closed position

Appoggiamambe regolabili
 (optional)
 Adjustable legrests (optional)

Ruote anteriori piroettanti in posizione chiusa
 Front wheels spaced for swiveling in closed position

SURACE ON AIR Forniture per aeroporti, ferrovie e turismo Supplies for airports, railways and tourism

EASY 300
Sedia da transito

Standard: Telaio stabilizzante. Seduta maggiorata. Spinta ergonomica con maniglie rialzate, distanziate e maggiorate. Facilmente conducibile anche in posizione chiusa. Braccioli desk girevoli. Pedane girevoli. Freni. Cintura di sicurezza.

Optional: Freni allo schienale. Appoggiamambe regolabili e girevoli. Logo cliente retro schienale.

EASY 300
Transit chair

Standard: Stabilizing frame. Increased seat. Ergonomic push with raised, long and oversized handles. Easily conductible even in closed position. Swinging, desk armrests. Swinging footrests. Brakes. Security belt.

Optional: Brakes on backrest. Adjustable and swinging legrests. Customer logo on backrest.

Codice LEA 12.22.18.003

ISO Class 12.21.06.045 + 12.24.06.175 + 12.24.06.136

cm Ø 30-20	L 61	L 48	L 94	h 51	h 95	Standard	Optional	Weight 16,5 Kg	Portata	125 kg