

o n e

Scooter compatto per interni

Indicato per spostamenti brevi

Si adegua al tuo stile



o n e = 4

4 diversi colori inclusi

Cambia lo stile del tuo scooter in qualsiasi momento



VERMEIREN
we care for you

Compatto ed Elegante

One è uno scooter compatto ed elegante per uso interno ma anche adatto a brevi spostamenti. Si adegua al tuo stile e alle tue esigenze! Leggero e compatto, One può essere utilizzato per brevi spostamenti verso ristoranti, negozi o in piccoli spazi. Lo scooter si smonta completamente e risulta quindi comodo da riporre o trasportare. 4 colori in dotazione che possono essere facilmente cambiati, in qualsiasi momento, per adattare lo scooter al tuo stile

Colori

Lo scooter One è fornito con 4 colori intercambiabili già inclusi. Facili da cambiare e adattare al tuo stile. One = 4



Blu



Verde brillante



Arancione



Rosa chiaro

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 mm
■ Altezza totale	880 mm
■ Lunghezza totale	1030 mm
■ Altezza sedile	525-570 mm
■ Raggio di sterzata	1150 mm
■ Batterie	24V - 15 Ah

Prodotti pensati per te

VERMEIREN cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **One** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.



Il sedile girevole facilita la discesa e la salita dallo scooter



Completamente smontabile e facile da riporre.

■ Autonomia	16 km
■ Motore	270 W
■ Velocità	8 km/u
■ Peso	44,9 kg
■ Peso massimo dell'utente	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.