



SCHEDA TECNICA

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE MODELLO INOVYS JUNIOR

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il seggiolone polifunzionale mod. Inovys Junior è una carrozzina con possibilità di regolazioni multiple, per permettere una efficiente gestione del cambio posturale del bambino. I cuscini di sedile e schienale sono preformati e possono essere forniti in diversi materiali, per garantire sempre il maggiore comfort.

CODICE ISO: 12.22.18.009
(18.09.18.012 – 18.09.18.202 – 18.09.18.205 – 18.09.19.214 –
18.09.18.220 – 18.09.18.235 EX CODICI DM 332 DEL 27/08/1999)

REPERTORIO DM SSN Nr: in attesa

MISURE: La carrozzina INOVYS JUNIOR è disponibile nella misura di sedile da cm 35. La profondità della seduta è impostata di serie a cm.40, ma è regolabile da cm.35 a cm.47.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale preformato L34 Soft, reclinabile a 54°
- Sedile estraibile preformato Soft, con cuscino in nylon fissato con velcro; basculante da 0° a +21°
- Braccioli Bi5 estraibili e regolabili in altezza
- Pedane BA6IN estraibili standard
- B77 aiuto ribaltamento destro e sinistro
- Ruote anteriori 200x50 krypton (piene soft).
- Ruote posteriori da transito da 16" (mm 400) PU grigio, con raggi in plastica neri; versione ad autospinta con ruote posteriori da 22" PU grigio
- Colori telaio: C4G rosso brillante, su richiesta: C79G azzurro brillante, C53G arancione, C85G verde brillante, C5G nero brillante, C76G bianco brillante.
- Portata massima: Kg 60.

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in PU soft e nylon.

ACCESSORI PER DETTA:

- Appoggiatesta L58
- Cuneo divaricatore B22
- Cuscinetti di spinta per il tronco L04/B.
- Tavolino in legno B12 e/o B12A
- Tavolino in plastica ribaltabile B15 e/o doppio attacco B15A
- B78 routine antiribaltamento
- B58 cintura di sicurezza
- Copriraggi con diverse fantasie

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





CONFORMITÀ: La carrozzina polifunzionale mod. INOVYS JUNIOR è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina INOVYS JUNIOR è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

