

# 202C | RIO CHAIR II



## CARATTERISTICHE TECNICHE

VELOCITA' MASSIMA	5.6 km/h
BATTERIE	2 x 12V 12 Ah/Optional 20 Ah
AUTONOMIA	12-16 km
CARICABATTERIE	HP 24V 5Ah
RUOTE ANTERIORI	6" pneumatiche
RUOTE POSTERIORI	8" pneumatiche
MOTORE	200 Watt

## CARROZZINA ELETTRONICA

Carrozzina elettronica, compatta per uso interno.

- Sedile morbido e imbottito
- Braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza (6 cm per parte)
- Sistema di rotazione della seduta
- Pedana ripiegabile
- Sedile rimovibile e schienale abbattibile per facilitare il trasporto in auto
- Ruote pneumatiche
- Ruote anteriori da 6"
- Ruote posteriori da 8"

con batteria **58 kg**  
senza batteria **44.7 kg** 

**CODICE**

**202C**

**RDM**

1667310

**CND**

Y122127



45 cm



59 cm



45 cm



84 cm



30 cm



52 cm



22 cm



136 kg